

## PRODUKTDATENBLATT



|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| <b>Produkt</b>                  | N95 FFP2 NR Atemschutzmaske steril (Einweg)  |
| <b>Artikelnr.</b>               | cap-med-012(Verpackung in Englisch)  |
| <b>Verpackungseinheit (VPE)</b> | 10 Stk. sterile Masken einzelverpackt je Box / 660 Boxen im Karton   |
| <b>Beschreibung</b>             | FFP2 Atemschutzmaske 5-lagig, ETO sterilisiert, flach faltbar in der Mitte, mit elastischen Ohrschlaufen   |
| <b>Farbe</b>                    | Weiß   |
| <b>Zertifizierung</b>           | Technische Spezifikation zur Erfüllung von Anhang II der PSA-Verordnung (EU) 2016/425 Kategorie III<br>AQL 1,5, FFP2 Typ IIR, BFE 97%, Body Notification Nr. CE 2797 |
| <b>Schutzklasse</b>             | EN 2016/425 Kategorie III, AQL 1,5, FFP2 Typ IIR, BFE 97%  |
| <b>Anwendungsbereich</b>        | Stationäre und ambulante Pflegeeinrichtungen, Krankenhäuser sowie im niedergelassener medizinischer Bereich (nicht im OP-Bereich)                                    |